

Titel:

## Integritätsprüfung heruntergeladener Dateien

Frage:

Problem Wie kann die Integrität der heruntergeladenen Dateien geprüft werden?  
Kategorie Installation  
Produkt MediaWorkStation  
Version alle  
Modul Installer  
Datum 2021-05-16

Antwort:

Installationspakete der MediaWorkStation Produktfamilie können Sie unter [www.mediaworkstation.de](http://www.mediaworkstation.de) oder von <https://cloud.mesnet.de/index.php/s/J8cQWLJenBydcZ7> herunterladen.

Verifizieren Sie die Integrität der Installationspakete durch Nutzung der MD5 oder SHA256 Prüfsumme. Benutzen Sie ein Programm wie „MD5check.exe“, um die Prüfsumme der heruntergeladenen Datei zu berechnen und mit der veröffentlichten Prüfsumme zu vergleichen.

Das Programm „MD5checker.exe“ kann hier heruntergeladen werden:  
<https://www.gservon.de/downloads/md5check/>

<b>MediaWorkStation Classic Medic</b>	
<b>MWS28CE_MES_1-2018_DE.exe</b>	
MD5	b7fdf9e1f048a0da3ef18ecfe591e9f2
SHA256	9548b94c659084765b64bbae721dfd2a285ce2ade9f3bfa4fa3c2b29e4cd1939
<b>MWS28CE_MES_1-2018_EN.exe</b>	
MD5	875d06391b5fd8ad78303f6988f785db
SHA256	fcfccfaae09fdbf32c56aec74fb2fbafc665a590e51f65e15818058884de0aeb
<b>MWS28CE_MES_1-2018_ES.exe</b>	
MD5	8729e345fbd10223f77a0f2af48b97d6
SHA256	48a26f39b0e99854e1793a43386ea414b6e8099a00a33ba3ac92650d3db43ad6
<b>MWS28CE_MES_1-2018_FR.exe</b>	
MD5	6d724cb87f4e124d60c9143fd25f1820
SHA256	cb6563b4e006d7b388d9c8e24116dfbbaeada0ae192564cf55166780ca5646f1
<b>MWS28CE_MES_1-2018_IT.exe</b>	
MD5	43d9c000540c5798567d3c87365ccb7e
SHA256	585ee503bbb0f44e3bc12706b0705725f80e4a7e5e2e4970159ae2d82847e208

<b>MediaWorkStation Basic Medic</b>	
MWS29BE_MES_1-2018_DE.exe	
MD5	5a54267f5f717ea769bdcaa748a6b0b7
SHA256	4ae30a836d6d79b9defc043163f0074591088cf13d62132b6d5c5115278b3b1e
MWS29BE_MES_1-2018_EN.exe	
MD5	7a6a37d9d11c23a655d781d91308c745
SHA256	8bd2ef3d5601e553e6f072f84d5a42d3d3fba9e8fff8ea06cca5ba8dc2c49398
MWS29BE_MES_1-2018_ES.exe	
MD5	f9c12d10d5a08fdaf87b2a3035637a3f
SHA256	76e327dcf6b95e57ddac08d9ca06eb3662eedaff992a7ce9f3b796bc48880849
MWS29BE_MES_1-2018_FR.exe	
MD5	6b4fd4a1ce55ccb51a6b53b651e15243
SHA256	0a0403c740e213cdcca5adad7fff62ffce64c26bd66a33d98bfbc22b8a213ee
MWS29BE_MES_1-2018_IT.exe	
MD5	9447b7d6e9f965633130df18773f29b9
SHA256	93b86e03740379818acf073773a1eeb2fb83e98a955bf5743c692e8964faf2ed
MWS29BE_MES_1-2018_RU.exe	
MD5	0b6487d8099c3bf1bc8619a2c8b950e0
SHA256	9de108324b8c6870d7a78ae2deb086f24774d5a2c3a5d12b6f39458ba2fb2c86

<b>MediaWorkStation Operating Room</b>	
MWS29OR_MES_1-2013_DE.exe	
MD5	a8f6ce0d730fc4e1b7fb0ebc53ff1306
SHA256	4f8de739c393a1a29b7083ea73bd05ed5c0affdbc0e2aadad9deda11b9beeb39c
MWS29OR_MES_1-2013_EN.exe	
MD5	ecb2dc44cf2cf0561428c47058d3d185
SHA256	fc2b9bd211a97ea463ae4979fc31e7525a93806bda3f28344191edc04c73ae07
MWS29OR_MES_1-2013_ES.exe	
MD5	4c33d116113a4f295abde8e4ba5a00a8
SHA256	6bcb8562eeb3824e299c857903d9e2d1009eb19570e3966e86ba3b9f5364a8cd
MWS29OR_MES_1-2013_IT.exe	
MD5	b90ae3236451d35ef0c263af92e57189
SHA256	bffb00843036e20f2ac64457be383c9c47858f2de9d817c13f8434f4fc7af1a0
MWS29OR_MES_1-2013_RU.exe	
MD5	1c4f6b785246332beff44335b5025fe5
SHA256	f3ef1796ad05103fce54cb61c79319bd0f9ebb4b837e4e465858f9b53816dcc8

<b>MediaWorkStation Select Medic</b>	
MWS27SE_1-2016_DE.exe	
MD5	732a49e52b76a7da3643c0a8be82a98c
SHA256	36a4ce6b94fbaa14c6462db8f91609345a3b1219a4951e2371b65e498abb63f8
MWS27SE_1-2016_EN.exe	
MD5	03366a9f2c99021fbfb92f39c638bfb8
SHA256	6eab3b6a5ce1974d256a03adb921cde32c1516b7bc587cd5126dad067fce0a55
MWS27SE_1-2016_ES.exe	
MD5	912f92d192d4447e998e17a600915afe
SHA256	81cf2841b29a20868a0016bab66e8513c2439c2fbe15f87a4c031f8f6ca2d7e7
MWS27SE_1-2016_FR.exe	
MD5	1cb5c3af86bf4b8b34d079046046d7ab
SHA256	38d6987315ac562424e6935a98015b1c836ddf94cd7fe414dda246659063a43a
MWS27SE_1-2016_IT.exe	
MD5	d87efaae5e1b8002faf52d405e8142dc
SHA256	3e6726d5e225d042c8436d26ba5e6ca49eb1cd1f40b8bf36f50a494e03a796d7
MWS27SE_1-2016_RU.exe	
MD5	7b82b24da194196f13d6133262ce4096
SHA256	5295424ed0c8e65761beca26769803845faa865f140438e2259ab16551b6d50e

<b>Treiber</b>	
MWS_M-CAM_Package_3-2020.exe	
MD5	50ab441a7697f5425f6bc47afb40d999
SHA256	cca620e2e438300283430a5bbcd8ab061293c6c53d45a4193b06ef5d0ef5f9cf
BDA_Audio_WHQL_082311_Setup.exe (EMPIA Aug 2011)	
MD5	f4a216f85c1304a7b6e078ee0c796eb1
SHA256	161e7bdb078a034dd80a3d66a5891bbe734bb9e6a8982c7887588aa1a0c937bb
WDM_Media_D020412_UAC.exe (EMPIA Feb 2012)	
MD5	16560add3b644b50d5acd8632bbf8ff8
SHA256	a554def61c6dee00e79f8cf3b34994c9b7162a4666a6055ab7ca6e9a04c85689

Ihr MediaWorkStation Support